



# Medido multidosedispenser

## Brukerinformasjon

# Medido multidosedispenser

## Hensikt

Ved å bruke Medido får du tatt medisinene dine til rett tid uten bekymring for at medisinen blir uteglemt eller tatt feil.

## Hvordan fungerer Medido?

Medido er en automatisk multidosedispenser som varsler deg når medisinen skal tas. Den varsler ved å blinke og gi lyd. Medido har flere alarmmelodier og alarmvolum. Gjør innstillinger for melodier og volum som passer for deg sammen med hjemmesykepleien.

For å ta medisinen trykker du på OK-knappen og medisinposen mates ut av dispenseren.

Dispenseren kan stilles inn til å gi medisin en eller flere ganger om dagen. Det er hjemmesykepleien som setter disse innstillingene i følge din medisinplan.

## Hvordan behandle Medido multidosedispenser?

Dispenseren settes på et jevnt og stabilt underlag, og du bør unngå at den står i direkte sollys. Noen medisiner tåler sollys dårlig.

Bruk bare strømkabelen som dispenseren er levert med. Strømkabelen skal alltid være tilkoblet, hvis du ikke frakter den eller flytter på den.



### Hva skjer om jeg ikke husker å ta medisinen min?

Hvis du ikke har tatt medisinen din i løpet av den tiden Medido er satt til å varsle, så vil dispenseren sende en melding til hjemmesykepleien (eller til pårørende) som sier at du ikke har tatt medisinen dine. Da vil de ta kontakt med deg for å minne deg på å ta medisinen.

### Kan jeg ta med meg Medido?

I dispenseren er det et batteri som varer i 24 timer. Skal du ta med deg dispenseren tar du ut strømkontakten, og tar med deg dispenseren uten å slå den av. Når du har kommet frem setter du i strømkabelen igjen.

## Hva gjør jeg hvis det er en feil med dispenser?

Når noe er galt med dispenseren vil det blinke rødt og grønt eller bare rødt på knappene. Du trenger ikke gjøre noe - hjemmesykepleien vil få beskjed om dette og kontakte deg.

## Hvilken opplæring får jeg?



Hjemmesykepleien vil gi deg egen opplæring i bruk av dispenseren. Du vil lære hvordan du skal ta medisinen din, og du vil bli vist hvordan dispenseren fungerer. Du vil også kunne få opplæring i hvordan du kan ta medisinen din før den angitte tiden.

## Rengjøring?

Medido kan vaskes over med en veldig lett fuktig klut. Dispenseren må slås av (gul bryter) og støpselen dras ut av stikkkontakten før en tørker over Medido. Medido må slås på (gul bryter) og støpselen settes i kontakten igjen når en er ferdig.







# Hvordan ta medisinen



01

Når det er tid for å ta medisinen varsler Medido med lyd og lys.

På skjermen står det: "Tid for medisin  
Trykk OK"



02

Trykk på "OK-knappen".



03

Vent til posen faller ned på brettet.



04

Ta medisinen.

# Når du har glemt å ta medisinen



01

---

Knappene vil blinke blått og grønt.



02

---

Hold "OK-knappen" nede i 5 sekunder.



03

---

Vent til posen faller ned på brettet.



04

---

Ta medisinen.



# Å ta ut medisinen før tiden

(Gjelder der Medido er stilt inn med forhåndsutmating)



01

---

Hold "OK-knappen" nede i 5 sekunder.



02

---

Lyset på knappene vil skifte fra grønt til blått. Du vil høre en varslingslyd og posen mates ut.

Vent til posen faller ned på brettet.



03

---

Ta medisinen.

dignio

[www.dignio.no](http://www.dignio.no)